

# Genu Dynastab Knieorthese



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Genu Dynastab Knieorthese ist eine unterstützende stabilisierende Orthese für das leicht instabile Knie. Die starren Schienen mit biaxialen Scharnieren in Kombination mit verstellbaren Klettbindern sorgen für eine gute Stabilität. Die Orthese hat eine ausgezeichnete Passform, dank des anatomisch gewebten Designs unter Verwendung mehrerer Webtechniken. Die Orthese ist in 6 Größen erhältlich und kann sowohl am linken als auch am rechten Knie getragen werden

## Indikationen:

- Leichte bis mittelschwere partielle Bänderrisse im Knie
- Unterstützend bei der Rehabilitation für tägliche oder sportliche Aktivitäten
- Allgemeine leichte Instabilität des Knies

## In den folgenden Größen erhältlich:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Umfang des Knies	Größe
237005-T1	Genu Dynastab Knee brace	32 - 34 cm	1
237005-T2	Genu Dynastab Knee brace	35 - 37 cm	2
237005-T3	Genu Dynastab Knee brace	38 - 41 cm	3
237005-T4	Genu Dynastab Knee brace	42 - 45 cm	4
237005-T5	Genu Dynastab Knee brace	46 - 49 cm	5
237005-T6	Genu Dynastab Knee brace	50 - 53 cm	6