

GenuRange Knee Brace



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Der GenuRange ist eine rundum schließende Knieorthese mit ROM-Gelenken. Der 3D-Abstandsgewebe mit offenem Mesh-Panel an der Rückseite sorgt für eine unterstützende, komfortable und gut sitzende Orthese. Geeignet zur Behandlung verschiedener Knieerkrankungen, einschließlich leichter bis mittelschwerer Verletzungen der Seitenbänder und leichter Instabilität der Kreuzbänder.

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Umfang 15 cm über der Kniescheibe	Größe
I36552	GenuRange Knee Brace	32 – 38 cm	X-Small
I36553	GenuRange Knee Brace	38 – 44 cm	Small
I36554	GenuRange Knee Brace	44 – 51 cm	Medium
I36555	GenuRange Knee Brace	51 – 58 cm	Large
I36556	GenuRange Knee Brace	58 – 66 cm	X-Large
I36557	GenuRange Knee Brace	66 – 75 cm	XX-Large