

GenuRange Knee Brace



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De GenuRange is een rondom sluitende kniebrace met ROM-scharnieren. De 3D spacer-stof met open gaspaneel aan de achterzijde zorgt voor een ondersteunende, comfortabele en goed passende brace. Geschikt voor de behandeling van verschillende knieaandoeningen, waaronder milde tot matige letsels van de collaterale ligamenten en milde instabiliteit van de kruisbanden.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Omtrek 15 cm boven patella	Maat
I36552	GenuRange Knee Brace	32 – 38 cm	X-Small
I36553	GenuRange Knee Brace	38 – 44 cm	Small
I36554	GenuRange Knee Brace	44 – 51 cm	Medium
I36555	GenuRange Knee Brace	51 – 58 cm	Large
I36556	GenuRange Knee Brace	58 – 66 cm	X-Large
I36557	GenuRange Knee Brace	66 – 75 cm	XX-Large