

# Junior Handgelenksschiene



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Handgelenksschiene ist eine gebrauchsfertige Schiene zur Immobilisation des Handgelenks. Die Handgelenksschiene verfügt über eine abnehmbare Aluminium-Handflächenverstärkung und drei Klettverschlüsse für eine ideale Passform. Die weiche Daumenöffnung gewährleistet einen hohen Komfort.

In den folgenden Größen erhältlich:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe
GM2625	Junior Handgelenksschiene	Rechts
GM2626	Junior Handgelenksschiene	Links