

# Junior Wrist Splint



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Junior Wrist Splint is een brace voor immobilisatie van de pols voor kinderen. Deze polsbrace is geschikt voor een polsmaat tot 10-13 cm. De polsbrace heeft een verwijderbare aluminium palmaire balein en drie klittenbanden voor een ideale pasvorm. De zachte duimopening garandeert een hoge mate van comfort.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
GM2625	Junior Wrist Splint	Rechts
GM2626	Junior Wrist Splint	Links