

Junior Knieimmobilisator



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Der Junior Knieimmobilisator ist eine bequeme Schiene zur Immobilisation des Knies. Durch das Tri-Panel-Design kann der Umfang des Oberschenkels individuell angepasst werden. Es sind verschiedene Größen erhältlich, abhängig von der Länge des Beins.

Indikationen:

- Immobilisationsschiene mit 4 verformbaren und röntgenstrahlendurchlässigen Schienen;
- Antirutschsystem und Klettverschluss, damit die Orthese perfekt sitzt;
- Geeignet für alle Bein- und Oberschenkelumfänge dank 3 beweglichen Teilen.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Innenbeinlänge	Größe
I20321	50 cm - 60 cm	Größe 1
I20322	60 cm - 70 cm	Größe 2
I20323	70 cm - 80 cm	Größe 3
I20324	80 cm - 120 cm	Größe 4