

# Junior knie immobiliser



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Junior Knie Immobilizer is een comfortabele spalk voor de immobilisatie van de knie. Het Tri-Panel ontwerp maakt het mogelijk om de omtrek van de dij afzonderlijk aan te passen. Er zijn verschillende maten beschikbaar, afhankelijk van de lengte van het been.

## Indicaties:

- Immobilisatiebrace met 4 vervormbare en röntgentransparante spalken;
- Anti-slip systeem en klittenbandsluiting om ervoor te zorgen dat de orthese perfect op zijn plaats blijft;
- Geschikt voor alle omtrekken van de kuit en dij dankzij 3 verplaatsbare onderdelen.

## Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Binnenbeenlengte	Maat
I20321	50 cm - 60 cm	Maat 1
I20322	60 cm - 70 cm	Maat 2
I20323	70 cm - 80 cm	Maat 3
I20324	80 cm - 120 cm	Maat 4