

Kniebandage für leichte MCL-LCL Instabilität



Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Diese Knieorthese für leichte MCL-LCL-Instabilität bietet Unterstützung für das Knie und ermöglicht es dem Benutzer, den gewünschten Druck oberhalb oder unterhalb des Knies auszuüben. Die Orthese verfügt über zwei (abnehmbare) polyzentrisch geformte Stäbe, die für laterale Stabilität und Unterstützung des medialen und lateralen Kollateralbandes sorgen. Das weiche, elastische und atmungsaktive Material bietet einen hohen Tragekomfort.

Indikationen:

- Traumatische Pathologien: leichte Verstauchungen, leichte Gelenklaxität, Bursitis, Gelenkerguss.
- In der Rehabilitationsphase: passive Unterstützung während der Rehabilitation, leichter Schutz bei sportlichen Aktivitäten.

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Umfang in cm	
		Oberschenkel 10 cm oberhalb der Patella	Größe
GM8075-S	Kniebandage für leichte MCL-LCL Instabilität	32– 36 cm	Small
GM8075-M	Kniebandage für leichte MCL-LCL Instabilität	36– 40 cm	Medium
GM8075-L	Kniebandage für leichte MCL-LCL Instabilität	40– 45 cm	Large
GM8075-XL	Kniebandage für leichte MCL-LCL Instabilität	44– 49 cm	X-Large
GM8075-XXL	Kniebandage für leichte MCL-LCL Instabilität	48– 54 cm	XX-Large
GM8075-XXXL	Kniebandage für leichte MCL-LCL Instabilität	54– 60 cm	XXX-Large
GM8075-XXXXL	Kniebandage für leichte MCL-LCL Instabilität	60– 66 cm	XXXX-Large