

# Ligaflex Clavicula



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Der Rückengurt zur Stabilisierung des Schlüsselbeins ist für den posttraumatischen Einsatz vorgesehen. Er besteht aus zwei Schultergurten, die an einem Verankerungspolster auf dem hohen Rücken befestigt sind. Das gleichzeitige Anziehen der Gurte trägt zur Stabilisierung des Schlüsselbeins bei. Die Gurte sind verstellbar und lassen sich an die Schulterbreite des Patienten anpassen. Das Produkt ist für nicht-chirurgische Schlüsselbeinfrakturen gedacht. Für zusätzlichen Komfort ist das Band aus einem weichen und leichten Stoff mit Polsterung gefertigt.

In den folgenden Größen erhältlich:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Farbe	Brustumfang	Größe
245003-0	Ligaflex Clavicula Junior	Schwarz	20 - 34 cm	0
245003-1	Ligaflex Clavicula	Schwarz	34 - 100 cm	I

