

Ligastep AIR walker



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Walker mit starren Seitenstützen zur Immobilisierung und Stabilisierung des Unterschenkels, des Sprunggelenks und des Fußes. Der Walker verfügt über eine aufblasbare Innenausstattung mit integrierter Pumpe und Ventil. Er wurde entwickelt, um eine minimale Dorsalflexion der Mittelfußknochen zu gewährleisten. Die rutschfeste Abrollsohle bietet den Patienten eine natürliche, komfortable Gehbewegung. Das Produkt kann an beiden Füßen getragen werden.

Indikationen:

- Sprunggelenk/Fuß postoperative/posttraumatische Immobilisation
- Schwere Sprunggelenks-/Fußverstauchung
- Stabile Fraktur des unteren Drittels des Beins (lange Version)
- Konservative Behandlung von Sprunggelenks-/Fußfrakturen
- Schwere Sprunggelenks-/Fußtendinopathie
- Konservative Behandlung der Achillessehnenruptur

Erhältlich in den folgenden Größen:

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Größe | Schuhgröße |
|---------------|--------------------------|-------|------------|
| 8403201 | Ligastep AIR walker lang | XS | 32 - 35 |
| 8403202 | Ligastep AIR walker lang | S | 35 - 38 |
| 8403203 | Ligastep AIR walker lang | M | 39 - 43 |
| 8403204 | Ligastep AIR walker lang | L | 44 - 47 |
| 8403205 | Ligastep AIR walker lang | XL | 47 - 50 |

Ligastep AIR walker



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.

Walker mit starren Seitenstützen zur Immobilisierung und Stabilisierung des Unterschenkels, des Sprunggelenks und des Fußes. Der Walker verfügt über eine aufblasbare Innenausstattung mit integrierter Pumpe und Ventil. Er wurde entwickelt, um eine minimale Dorsalflexion der Mittelfußknochen zu gewährleisten. Die rutschfeste Abrollsohle bietet den Patienten eine natürliche, komfortable Gehbewegung. Das Produkt kann an beiden Füßen getragen werden.

Indikationen:

- Sprunggelenk/Fuß postoperative/posttraumatische Immobilisation
- Schwere Sprunggelenks-/Fußverstauchung
- Stabile Fraktur des unteren Drittels des Beins (lange Version)
- Konservative Behandlung von Sprunggelenks-/Fußfrakturen
- Schwere Sprunggelenks-/Fußtendinopathie
- Konservative Behandlung der Achillessehnenruptur

Erhältlich in den folgenden Größen:

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Größe | Schuhgröße |
|---------------|--------------------------|-------|------------|
| 8503201 | Ligastep AIR walker Kurz | XS | 32 - 35 |
| 8503202 | Ligastep AIR walker Kurz | S | 35 - 38 |
| 8503203 | Ligastep AIR walker Kurz | M | 39 - 43 |
| 8503204 | Ligastep AIR walker Kurz | L | 44 - 47 |
| 8503205 | Ligastep AIR walker Kurz | XL | 47 - 50 |