

# Ligastep FIX walker



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Dieser Walker verfügt über starre Seitenstützen zur Immobilisierung und Stabilisierung des Unterschenkels, des Sprunggelenks und des Fußes. Der Walker hat auf beiden Seiten 90° starre Stützen und wurde entwickelt, um eine minimale Dorsalflexion der Mittelfußknochen zu gewährleisten. Die rutschfeste Abrollsohle bietet den Patienten eine natürliche und komfortable Gehbewegung. Das Produkt kann an beiden Füßen getragen werden und ist in einer langen und kurzen Version erhältlich.

## Indikationen:

- Postoperative und posttraumatische Immobilisation des Sprunggelenks und Fußes
- Schwere Sprunggelenks- und Fußverstauchung
- Stabile Fraktur des unteren Drittels des Beins (lange Version)
- Konservative Behandlung von Sprunggelenks- und Fußfrakturen
- Schwere Tendinopathie des Sprunggelenks und Fußes
- Konservative Behandlung der Achillessehnenruptur

## Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe	Schuhgröße
8003201	Ligastep FIX walker Lang	XS	32 - 35
8003202	Ligastep FIX walker Lang	S	35 - 38
8003203	Ligastep FIX walker Lang	M	39 - 43
8003204	Ligastep FIX walker Lang	L	44 - 47
8003205	Ligastep FIX walker Lang	XL	47 - 50

# Ligastep FIX walker



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Dieser Walker verfügt über starre Seitenstützen zur Immobilisierung und Stabilisierung des Unterschenkels, des Sprunggelenks und des Fußes. Der Walker hat auf beiden Seiten 90° starre Stützen und wurde entwickelt, um eine minimale Dorsalflexion der Mittelfußknochen zu gewährleisten. Die rutschfeste Abrollsohle bietet den Patienten eine natürliche und komfortable Gehbewegung. Das Produkt kann an beiden Füßen getragen werden und ist in einer langen und kurzen Version erhältlich.

## Indikationen:

- Postoperative und posttraumatische Immobilisation des Sprunggelenks und Fußes
- Schwere Sprunggelenks- und Fußverstauchung
- Stabile Fraktur des unteren Drittels des Beins (lange Version)
- Konservative Behandlung von Sprunggelenks- und Fußfrakturen
- Schwere Tendinopathie des Sprunggelenks und Fußes
- Konservative Behandlung der Achillessehnenruptur

## Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe	Schuhgröße
8103201	Ligastep FIX walker Kurz	XS	32 - 35
8103202	Ligastep FIX walker Kurz	S	35 - 38
8103203	Ligastep FIX walker Kurz	M	39 - 43
8103204	Ligastep FIX walker Kurz	L	44 - 47
8103205	Ligastep FIX walker Kurz	XL	47 - 50