

# Ligastep PEDI Walker



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Der Ligastep PEDI Walker ist ein Gehwagen für Kinder, der in drei Größen erhältlich ist. Dieser Gehwagen verfügt über starre seitliche Stützen, um das Unterschenkel, den Knöchel und den Fuß in einem Winkel von 90° zu immobilisieren und zu stabilisieren. Der Gehwagen hat eine abgerundete Sohle, die ein natürliches und komfortables Gangmuster gewährleistet.

## Indikationen:

- Postoperative und posttraumatische Immobilisation des Sprunggelenks und Fußes
- Schwere Verstauchung des Sprunggelenks und Fußes
- Stabile Fraktur des unteren Drittels des Beins (lange Version)
- Konservative Behandlung von Sprunggelenks- und Fußfrakturen

## In den folgenden Größen erhältlich:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Schuhgröße	Größe
GM2651	Ligastep PEDI Walker	21 - 23	S
GM2652	Ligastep PEDI Walker	24 - 27	M
GM2653	Ligastep PEDI Walker	27 - 29	L