

Ligastep PEDI Walker



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Ligastep PEDI Walker is een walker voor kinderen verkrijgbaar in drie maten. Deze walker heeft rigide zijsteunen om het onderbeen, enkel en voet om te immobiliseren en stabiliseren in 90°. De walker heeft een afgeronde zool die een natuurlijk en comfortabel looppatroon garandeert.

Indicaties:

- Postoperatieve- en posttraumatische immobilisatie van de enkel en voet
- Ernstige enkel- en voetverstuiking
- Stabiele fractuur van het onderste derde deel van het been (lange versie)
- Conservatieve behandeling van enkel- en voetfracturen

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Schoenmaat	Maat
GM2651	Ligastep PEDI Walker	21 - 23	S
GM2652	Ligastep PEDI Walker	24 - 27	M
GM2653	Ligastep PEDI Walker	27 - 29	L

