

Malleo Dynastab BOA



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Der Malleo Dynastab BOA ist eine stabilisierende und unterstützende Sprunggelenksschiene mit einem praktischen BOA®-Verschluss für den täglichen und sportlichen Gebrauch. Starre seitliche, rigide Schienen sorgen für Stabilität des Sprunggelenks.

Kreuzlacing elastische Bänder optimieren die Stabilität der starren Schienen. Die Sprunggelenksschiene ist leicht anzulegen und ist dünn, sodass sie gut in den Schuh passt. Präventiv beim Wiederaufnehmen von Aktivitäten nach einer Sprunggelenksverletzung.

Indikationen:

- (Chronische) Laxität der Sprunggelenkbänder
- Status nach Verstauchung / Verknickung des Sprunggelenks
- Ruptur der Sprunggelenkbänder
- Posttraumatische, post-operative Sprunggelenksbeschwerden

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Knöchelumfang in cm	Größe
035101-0	Malleo Dynastab BOA	16 - 19 cm	0