

Malleo Dynastab BOA



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.




Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Malleo Dynastab BOA is een stabiliserende en ondersteunende enkelbrace met handige BOA® sluiting voor de dagelijkse en sportieve activiteiten. Stijve zijdelingse rigide baleinen zorgen voor stabiliteit van de enkel.

Kruislingse elastische banden optimaliseren de stabiliteit van de rigide baleinen. De enkelbrace is makkelijk aan te trekken en is dun en past goed in de schoen. Preventief bij hervatting van activiteiten na enkelletsel.

Indicaties:

- (chronische) laxiteit van de enkelbanden
- Status na verstuiking / verzwikking van de enkel
- Ruptuur enkelbanden
- Posttraumatische, postoperatieve enkelklachten

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Enkelomvang in cm	Maat
035101-0	Malleo Dynastab BOA	16 - 19 cm	0