

Gipsprodukte

Nemoa™



Atmungsaktiv

Bietet mehr Komfort und verhindert Hautprobleme beim Patienten.



Gut formbar

Formbar für eine optimale Anpassung an anatomische Unterschiede.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Dünn und viel stärker und leichter als traditionelles POP. Die gute Steuerbarkeit der Binden und die optimale Laminierung sorgen für ein glattes Endergebnis mit rigider oder semi-rigider Unterstützung für den Patienten.

NEMOA™ ELASTICAST RIGIDES POLYESTER KUNSTSTOFFGIPSBAND

Nemoa ElastiCast ist ein leichtes, starkes und leicht flexibles elastisches rigides Kunststoffgipsband. Es besteht aus 100 % Polyester, das mit Polyurethanharz imprägniert ist. Jede Rolle ist in einer luftdichten Verpackung erhältlich.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe
GM521	Polyester Cast	5,0 x 360 cm
GM522	Polyester Cast	7,5 x 360 cm
GM522	Polyester Cast	10,0 x 360 cm
GM523	Polyester Cast	12,5 x 360 cm

Farben Weiß (W)



GENIMEDICAL
innovative medical solutions

GeniMedical B.V.
Flight Forum 1500
5657 EZ Eindhoven
Tel: +31 (0)85 822 4115
Email: mail@genimedical.nl

Gipsprodukte

Nemoa™



Atmungsaktiv

Bietet mehr Komfort und verhindert Hautprobleme beim Patienten.



Gut formbar

Formbar für eine optimale Anpassung an anatomische Unterschiede.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.

NEMOA™ FLEX SEMI-RIGIDE POLYESTER KUNSTSTOFFGIPSBAND

Nemoa™ Flex ist ein innovatives, leichtes und starkes semi-rigides Kunststoffgipsband. Es besteht aus 100 % Polyester, das mit Polyurethanharz imprägniert ist. Das Endprodukt von Nemoa™ Flex ist semi-rigid und besonders glatt. Jede Rolle ist in einer luftdichten Verpackung erhältlich.

Nemoa™ Flex ist neben Weiß auch in Blau, Rosa und Rot erhältlich.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe
GM720	Nemoa Flex Cast	2,5 x 180 cm
GM721	Nemoa Flex Cast	5,0 x 360 cm
GM722	Nemoa Flex Cast	7,5 x 360 cm
GM723	Nemoa Flex Cast	10,0 x 360 cm
GM723	Nemoa Flex Cast	12,5 x 360 cm

Farben Weiß (W) • Schwarz (A) • Blau (B) • Rot (R) • Rosa (P)

NEMOA™ EVER FRESH

Nemoa™ Ever Fresh ist ein einzigartiges, wasserbeständiges röhrenförmiges Polstermaterial, das unter Kunststoffgipsverbänden verwendet werden kann. Durch die Wasserbeständigkeit ermöglicht dieses Polstermaterial die Anfertigung einer Gipsanwendung, die Aktivitäten wie Duschen und (gegebenenfalls) Schwimmen erlaubt.

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe
GM341	Nemoa Everfresh	5,0 x 1000 cm
GM342	Nemoa Everfresh	7,0 x 1000 cm
GM343	Nemoa Everfresh	10,0 x 1000 cm
GM344	Nemoa Everfresh	12,5 x 1000cm

Gipsprodukte

Nemoa™



Atmungsaktiv

Bietet mehr Komfort und verhindert Hautprobleme beim Patienten.



Gut formbar

Formbar für eine optimale Anpassung an anatomische Unterschiede.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.

NEMOA™ SPLINT

Die Nemoa™ Schienen sind auf Rolle oder als Vorkut erhältlich. Beide sind sofort einsatzbereite Schienen, die direkt ohne Handschuhe, Watte oder Stockinette angewendet werden können. Sie bestehen aus einem 100 % Vlies-Polyester-Material, das mit Polyurethanharz imprägniert ist. Die Nemoa™ Rollschienen sind in einer (wieder verschließbaren) luftdichten Verpackung erhältlich und werden in einer praktischen Box geliefert. Die Nemoa™ Vorkut sind einzeln luftdicht verpackt und werden in einer Box mit 5 Stück geliefert.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe
GM301	Nemoa Splint Roll splints	5,0 x 450 cm
GM302	Nemoa Splint Roll splints	7,5 x 450 cm
GM303	Nemoa Splint Roll splints	10,0 x 450 cm
GM304	Nemoa Splint Roll splints	12,5 x 450 cm
GM305	Nemoa Splint Roll splints	15,0 x 450 cm

Pre-cuts

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Größe
GM351	Nemoa Splint Pre-cut	5,0 x 25 cm
GM361	Nemoa Splint Pre-cut	7,5 x 30 cm
GM363	Nemoa Splint Pre-cut	7,5 x 88 cm
GM371	Nemoa Splint Pre-cut	10,0 x 38 cm
GM373	Nemoa Splint Pre-cut	10,0 x 75 cm