

Nachtschiene



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Nachtschiene hält den Fuß in Dorsalflexion und ermöglicht die Entlastung des Weichgewebes der Plantarfaszie und der Achillessehne. Die Dorsalflexion kann einfach mit Hilfe von doppelten Klettverschlüssen und zusätzlichen Keilen (3 im Lieferumfang enthalten) angepasst werden. Sie ist sowohl für die linke als auch für die rechte Seite geeignet.

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Größe	Schuhgröße	
		Herren	Damen
U09101-S	Small	<40	<38
U09101-M	Medium	40-43	38-41
U09101-L	Large	>43	>41