

# Night Splint



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De nachtsplint houdt de voet in dorsaalflexie en maakt belasting van de weke delen van de fascia plantaris en achillespees mogelijk. Dorsaalflexie is eenvoudig aan te passen met behulp van dubbele klittenbandsluitingen en extra wiggen (3 meegeleverd). Geschikt voor zowel links als rechts.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Maat	Schoenmaat	
		Heren	Dames
U09101-S	Small	<40	<38
U09101-M	Medium	40-43	38-41
U09101-L	Large	>43	>41