

Patellabandage



Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Patellabandage unterstützt die Patella durch ihre anatomische Form und übt lokalen Druck auf die Quadricepssehne direkt unterhalb der Patella aus. Die Bandage ist komfortabel, dank eines dünnen Riemens auf der Rückseite.

Indikationen:

- Springerknie
- Entzündung der Ansatzsehne des Quadrizeps
- Lokale Schmerzen an der Unterseite der Kniescheibe

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Umfang des Knies	Größe
2304012	Patellabandage	26 - 50 cm	Universell

