

# Rebel Reliever Brace



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die rigide entlastende Kniebandage für unilaterale Kniearthrose ist wissenschaftlich nachweislich wirksam. Korrigierende Force-Technologie: Der Rahmen kann ohne Werkzeug verkürzt oder verlängert werden (maximal 18 Grad Korrektur).

## Indikationen:

- Patentiertes, einstellbares Entlastungssystem
- Anatomische TM5+ Scharniere
- Flexions-/Extensionskit (einstellbar ohne Werkzeug)
- Anatomisch gestalteter Tibiarahmen, für eine bessere Passform

Die Rebel Reliever ist in 6 Standardgrößen und 9 Sondergrößen erhältlich. Dies sind Kombinationen aus verschiedenen Rahmen oben und unten.

## Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	Oberschenkelumfang 15 cm über dem Knie	Kniebreite	Unterschenkelumfang 15 cm unterhalb des Knies	Größe
U03309-RXS	U03309-LXS	31 cm - 39 cm	7.5 cm - 9 cm	28 cm - 32 cm	XS
U03309-RS	U03309-LS	39 cm - 47 cm	9 cm - 10 cm	31 cm - 35 cm	S
U03309-RM	U03309-LM	47 cm - 53 cm	10 cm - 11.5 cm	34 cm - 38 cm	M
U03309-RL	U03309-LL	53 cm - 60 cm	11.5 cm - 12.5 cm	37 cm - 40 cm	L
U03309-RXL	U03309-LXL	60 cm - 64 cm	12.5 cm - 14 cm	38 cm - 43 cm	XL
U03309-RXXL	U03309-LXXL	64 cm - 71 cm	14 cm - 15.5 cm	43 cm - 48 cm	XXL



# Rebel Reliever Brace



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Rebel Reliever ist in 6 Standardgrößen und 9 Sondergrößen erhältlich. Dies sind Kombinationen aus verschiedenen Rahmen oben und unten.

## Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer rechts	Artikelnummer links	Oberschenkelumfang 15 cm über dem Knie	Kniebreite	Unterschenkelumfang 15 cm unterhalb des Knies
U033093-R-S-XS	U033093-L-S-XS	39 cm - 47 cm	9 cm - 10 cm	28 cm - 32 cm
U033093-R-S-M	U033093-L-S-M	39 cm - 47 cm	10 cm - 11.5 cm	34 cm - 38 cm
U033093-R-M-S	U033093-L-M-S	47 cm - 53 cm	10 cm - 11.5 cm	31 cm - 35 cm
U033093-R-M-L	U033093-L-M-L	47 cm - 53 cm	11.5 cm - 12.5 cm	37 cm - 40 cm
U033093-R-L-M	U033093-L-L-M	53 cm - 60 cm	11.5 cm - 12.5 cm	34 cm - 38 cm
U033093-R-L-XL	U033093-L-L-XL	53 cm - 60 cm	12.5 cm - 14 cm	38 cm - 43 cm
U033093-R-XL-L	U033093-L-XL-L	60 cm - 64 cm	12.5 cm - 14 cm	37 cm - 40 cm
U033093-R-XL-XXL	U033093-L-XL-XXL	60 cm - 64 cm	14 cm - 15.5 cm	43 cm - 48 cm
U033093-R-XXL-XL	U033093-L-XXL-XL	64 cm - 71 cm	14 cm - 15.5 cm	38 cm - 43 cm