

# Schienengurte



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Schienengurte (Standard Weiß) bestehen aus gewebtem Polyamid. Ein Teil des Schlaufenbandes ist durch Ultraschall-Schweißen mit einem Teil des Hakenbandes verbunden. Indem Sie den Hakenbereich auf das gewünschte Material aufkleben und dann das Schlaufenband dagegen drücken, erhalten Sie einen zuverlässigen und sicheren Verschluss, der jedes Mal erneut verstellbar ist.

Die Schienengurte sind in verschiedenen Größen erhältlich. Farben sind auf Anfrage verfügbar.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessung in cm
GMI50	Schienengurte	2,5 x 25
GMI51	Schienengurte	2,5 x 30
GMI52	Schienengurte	2,5 x 35
GMI53	Schienengurte	2,5 x 40
GMI54	Schienengurte	2,5 x 45
GMI55	Schienengurte	2,5 x 50
GMI56	Schienengurte	2,5 x 60