

Ascender Telescopic ROM Knee Braces



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Ascender Telescopic ROM Knieorthese ist universell und einfach anzupassen. Die universelle Größe hat einen Längenbereich von 44 cm bis 70 cm.

Die ROM-Orthese verfügt über 5 Positionen mit einem Verriegelungsmechanismus (Drop-Lock) und Schnellverschlüssen für Bewegungseinstellungen mit einer einfachen „Ziehen-und-Schieben“-Bewegung. Das Design verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Flexions- und Extensions-Einstellungen.

Indikationen:

- Für Komfort und Unterstützung nach Operationen, bei Verletzungen oder Knieinstabilität.

Erhältlich in folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Längenbereich	Größe
I38003	Ascender Telescopic ROM Knee Brace	44 - 70 cm	Universell