

# Klittenbanden



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.




## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Klittenbanden (standaard wit) zijn vervaardigd uit geweven polyamide en zijn verkrijgbaar als haak- en lusbanden. Door de twee banden tegen elkaar te drukken, verkrijgt u een betrouwbare en veilige sluiting die gemakkelijk te openen is. Naast de standaard niet- en zelfklevende klittenbanden is ook een elastische klittenband verkrijgbaar. De klittenbanden zijn in verschillende maten beschikbaar.

Kleuren zijn op aanvraag leverbaar (dit met uitzondering van het elastische lusband).

## Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in cm
GM200	zelfklevend haak	2,5 x 2500
GM201	zelfklevend lus	2,5 x 2500
GM202	niet klevend haak	2,5 x 2500
GM203	niet klevend lus	2,5 x 2500
GM210	zelfklevend haak	5,0 x 2500
GM211	zelfklevend lus	5,0 x 2500
GM212	niet klevend haak	5,0 x 2500
GM213	niet klevend lus	5,0 x 2500
GM220	elastisch lus	2,5 x 2500
GM221	elastisch lus	5,0 x 2500