

Halskrause CI Anatomic



Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Die weiche Halskrause bietet Unterstützung und propriozeptive Wirkung. Der anatomisch geformte Schaum mit abgerundeten Kanten sorgt für optimalen Komfort. Der Klettverschluss ermöglicht eine optimale Anpassung um den Hals, und die Halskrause hat einen abnehmbaren Bezug.

Indikationen:

- Torticollis
- Postoperativer Gebrauch

Erhältlich in den folgenden Größen:

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Farbe | Größe |
|---------------|----------------------------------|-------|-------|
| I203000100 | Halskrause CI Anatomic hoch 6cm | Beige | 0 |
| I203000102 | Halskrause CI Anatomic hoch 9cm | Beige | 0 |
| I203000104 | Halskrause CI Anatomic hoch 11cm | Beige | 0 |
| I203000106 | Halskrause CI Anatomic hoch 6cm | Beige | 1 |
| I203000108 | Halskrause CI Anatomic hoch 9cm | Beige | 1 |
| I203000110 | Halskrause CI Anatomic hoch 11cm | Beige | 1 |
| I203000112 | Halskrause CI Anatomic hoch 6cm | Beige | 2 |
| I203000114 | Halskrause CI Anatomic hoch 9cm | Beige | 2 |
| I203000116 | Halskrause CI Anatomic hoch 11cm | Beige | 2 |
| I203000118 | Halskrause CI Anatomic hoch 9cm | Beige | 3 |
| I203000120 | Halskrause CI Anatomic hoch 11cm | Beige | 3 |

Halskrause CI Anatomic



Ergonomisch

Entwurf kombiniert Komfort mit einer zweckmäßigen Funktion.



Nachhaltig

Mensch und Umwelt werden optimal berücksichtigt.



Bequem

Die Qualität des Produkts äußert sich auch im Komfort für den Patienten.



Die weiche Halskrause bietet Unterstützung und propriozeptive Wirkung. Der anatomisch geformte Schaum mit abgerundeten Kanten sorgt für optimalen Komfort. Der Klettverschluss ermöglicht eine optimale Anpassung um den Hals, und die Halskrause hat einen abnehmbaren Bezug.

Indikationen:

- Torticollis
- Postoperativer Gebrauch

Erhältlich in den folgenden Größen:

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Farbe | Größe |
|---------------|----------------------------------|-------|-------|
| I203000101 | Halskrause CI Anatomic hoch 6cm | Blau | 0 |
| I203000103 | Halskrause CI Anatomic hoch 9cm | Blau | 0 |
| I203000105 | Halskrause CI Anatomic hoch 11cm | Blau | 0 |
| I203000107 | Halskrause CI Anatomic hoch 6cm | Blau | 1 |
| I203000109 | Halskrause CI Anatomic hoch 9cm | Blau | 1 |
| I203000111 | Halskrause CI Anatomic hoch 11cm | Blau | 1 |
| I203000113 | Halskrause CI Anatomic hoch 6cm | Blau | 2 |
| I203000115 | Halskrause CI Anatomic hoch 9cm | Blau | 2 |
| I203000117 | Halskrause CI Anatomic hoch 11cm | Blau | 2 |
| I203000119 | Halskrause CI Anatomic hoch 9cm | Blau | 3 |
| I203000121 | Halskrause CI Anatomic hoch 11cm | Blau | 3 |