

# Ringgurte



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Ringgurte (Standard Weiß) bestehen aus gewebtem Polyamid. Ein großer Teil des Schlaufenbandes ist durch Ultraschall-Schweißen mit einem kleineren Teil des Hakenbandes verbunden. Das Ende des Hakenbereichs ist mit einem „Easy Peel“ ausgestattet, was bedeutet, dass der Verschluss leicht geöffnet werden kann. Indem Sie den Hakenbereich durch die Schnalle ziehen und dann auf das Schlaufenband drücken, erhalten Sie einen zuverlässigen und sicheren Verschluss, der einfach verstellbar ist.

Die Ringgurte sind in verschiedenen Größen erhältlich. Farben sind auf Anfrage verfügbar.

## Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessung in cm
GMI00	Ringgurte	2,5 x 20
GMI01	Ringgurte	2,5 x 30
GMI02	Ringgurte	2,5 x 40
GMI03	Ringgurte	2,5 x 50
GMI04	Ringgurte	2,5 x 60
GMI05	Ringgurte	2,5 x 70
GMI06	Ringgurte	2,5 x 80
GMI07DC	Ringgurte	2,5 x 90
GMI08DC	Ringgurte	2,5 x 100
GMI10DC	Ringgurte	2,5 x 120

# Ringgurte



## Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



## Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



## Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die Ringgurte (Standard Weiß) bestehen aus gewebtem Polyamid. Ein großer Teil des Schlaufenbandes ist durch Ultraschall-Schweißen mit einem kleineren Teil des Hakenbandes verbunden. Das Ende des Hakenbereichs ist mit einem „Easy Peel“ ausgestattet, was bedeutet, dass der Verschluss leicht geöffnet werden kann. Indem Sie den Hakenbereich durch die Schnalle ziehen und dann auf das Schlaufenband drücken, erhalten Sie einen zuverlässigen und sicheren Verschluss, der einfach verstellbar ist.

Die Ringgurte sind in verschiedenen Größen erhältlich. Farben sind auf Anfrage verfügbar.

## Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Abmessung in cm
GMI22	Ringgurte	5,0 x 40
GMI23	Ringgurte	5,0 x 50
GMI24	Ringgurte	5,0 x 60
GMI25	Ringgurte	5,0 x 70
GMI26	Ringgurte	5,0 x 80
GMI27	Ringgurte	5,0 x 90
GMI30	Ringgurte	5,0 x 120