

Ring straps



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Ring straps (standaard wit) zijn vervaardigd uit gewezen polyamide. Een groot gedeelte lusband is door middel van een ultrasone las verbonden met een kleiner gedeelte haakband. Het uiteinde van het haakgedeelte is voorzien van een “easy peel”, hetgeen betekent dat de sluiting gemakkelijk te openen is. Door het haakgedeelte door de gesp te halen en vervolgens op de lusband te drukken, verkrijgt u een betrouwbare en veilige sluiting die makkelijk te verstellen is.

De Ring Straps zijn in verschillende maten beschikbaar. Kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in cm
GM200	Ringstraps	2,5 x 2500
GM201	Ringstraps	2,5 x 2500
GM202	Ringstraps	2,5 x 2500
GM203	Ringstraps	2,5 x 2500
GM210	Ringstraps	5,0 x 2500
GM211	Ringstraps	5,0 x 2500
GM212	Ringstraps	5,0 x 2500
GM213	Ringstraps	5,0 x 2500
GM220	Ringstraps	2,5 x 2500
GM221	Ringstraps	5,0 x 2500

Ring straps



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



De Ring straps (standaard wit) zijn vervaardigd uit gewezen polyamide. Een groot gedeelte lusband is door middel van een ultrasone las verbonden met een kleiner gedeelte haakband. Het uiteinde van het haakgedeelte is voorzien van een “easy peel”, hetgeen betekent dat de sluiting gemakkelijk te openen is. Door het haakgedeelte door de gesp te halen en vervolgens op de lusband te drukken, verkrijgt u een betrouwbare en veilige sluiting die makkelijk te verstellen is.

De Ring Straps zijn in verschillende maten beschikbaar. Kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Afmeting in cm
GMI22	Ring straps	5,0 x 40
GMI23	Ring straps	5,0 x 50
GMI24	Ring straps	5,0 x 60
GMI25	Ring straps	5,0 x 70
GMI26	Ring straps	5,0 x 80
GMI27	Ring straps	5,0 x 90
GMI30	Ring straps	5,0 x 120

