

Farbcodierte Ringgurte



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Langlebig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Bequem

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Die farbcodierten Ringgurte wurden speziell für Gipsräume entwickelt. Die Farbe des Hakenbereichs ermöglicht es dem Benutzer, die Größe sofort zu erkennen. Wie die normalen Ringgurte von GeniMedical bestehen auch diese Ringgurte aus gewebtem Polyamid. Ein großer Teil des Schlaufenbandes ist durch Ultraschall-Schweißen mit einem kleineren Teil des Hakenbandes verbunden. Das Ende des Hakenbereichs ist mit einem „Easy Peel“ ausgestattet, wodurch der Verschluss leicht geöffnet werden kann.

Indem Sie den Hakenbereich durch die Schnalle ziehen und dann auf das Schlaufenband drücken, erhalten Sie einen zuverlässigen und sicheren Verschluss, der einfach verstellbar ist.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer | Abmessung in mm | Farbe des Flauschbands | Farbe des Hakenteils |
|---------------|-----------------|------------------------|----------------------|
| GM901 | 20 x 300 | Dunkelblau | Dunkelblau |
| GM902 | 20 x 400 | Blau | Blau |
| GM903 | 20 x 500 | Blau | Rot |
| GM904 | 20 x 600 | Blau | Grün |
| GM912 | 50 x 400 | Blau | Blau |
| GM913 | 50 x 500 | Blau | Rot |
| GM914 | 50 x 600 | Blau | Grün |