

Ring straps

met kleurcodering



Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Ring Straps met kleurcodering zijn speciaal ontwikkeld voor de gipskamers. Door de kleur van het haakdeel herkent de gebruiker direct de afmeting. Evenals GeniMedical's normale Ring Straps zijn deze Ring Straps vervaardigd uit geweven polyamide. Een groot gedeelte lusband is door middel van een ultrasone las verbonden met een kleiner gedeelte haakband. Het uiteinde van het haakgedeelte is voorzien van een "easy peel" waardoor de sluiting gemakkelijk te openen is.

Door het haakgedeelte door de gesp te halen en vervolgens op de lusband te drukken, verkrijgt u een betrouwbare en veilige sluiting die makkelijk te verstellen is.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

Artikelnummer	Afmeting in mm	Kleur lusband	Kleur haakdeel
GM901	20 x 300	donkerblauw	donkerblauw
GM902	20 x 400	blauw	blauw
GM903	20 x 500	blauw	rood
GM904	20 x 600	blauw	groen
GM912	50 x 400	blauw	blauw
GM913	50 x 500	blauw	rood
GM914	50 x 600	blauw	groen