

White Label Comfort

Beiden Seiten mit Schaumstoffschicht beschichtet



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Nachhaltig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Komfortabel

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Das White Label Comfort Thermoplastmaterial ist ein Niedrigtemperatur-Thermoplastmaterial, das aus einer Copolymerisation auf Basis von Polycaprolacton und Polyurethan entsteht und auf beiden Seiten mit einer 0,6 mm dicken Schaumstoffschicht beschichtet ist. Diese einzigartige Schaumstoffschicht sorgt dafür, dass das Material nicht aneinanderklebt und eine Luftschicht zwischen der Haut des Patienten und dem Thermoplast gebildet wird.

Das White Label Comfort Thermoplastmaterial härtet bereits nach wenigen Minuten aus, und Korrekturen können einfach vorgenommen werden. Jede Platte ist einzeln verpackt und in verschiedenen Größen, Dicken und Perforationstypen erhältlich. Zudem sind verschiedene vorkonfektionierte Modelle verfügbar (die Sie einige Seiten weiter finden).

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Type	Farbe	Abmessungen in cm.	Dicke in mm.
WL0800	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 41	0,8
WL0810	Micro-Perfo	Hautfarbe	60 x 41	0,8
WL1600	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 43	1,6
WL1610	Micro-Perfo	Hautfarbe	60 x 43	1,6
WL2000	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WL2010	Micro-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WL2020	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WL2030	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WL2500	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5
WL2520	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5

White Label Comfort

Beiden Seiten mit Schaumstoffschicht beschichtet



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Nachhaltig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Komfortabel

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Type	Farbe	Abmessungen in cm.	Dicke in mm.
WL2530	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5
WL2500/9	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	2,5
WL2520/9	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	2,5
WL2530/9	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	2,5
WL3000	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3
WL3020	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3
WL3030	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3
WL3000/9	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3
WL3020/9	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3
WL3030/9	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3
WL4000	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	4
WL4020	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	4
WL4000/9	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	4
WL4020/9	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	4

White Label Comfort

One Side Coated

Einer Seite mit Schaumstoffschicht beschichtet



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Nachhaltig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Komfortabel

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Das White Label One Side Coated Thermoplastmaterial ist ein Niedrigtemperatur-Thermoplastmaterial, das aus einer Copolymerisation auf Basis von Polycaprolacton und Polyurethan entsteht und auf einer Seite mit einer 0,6 mm dicken Schaumstoffschicht beschichtet ist. Diese einzigartige Schaumstoffschicht sorgt dafür, dass eine Luftschicht zwischen der Haut des Patienten und dem Thermoplast gebildet wird.

Das White Label One Side Coated Thermoplastmaterial härtet bereits nach wenigen Minuten aus, und Korrekturen können einfach vorgenommen werden. Jede Platte ist einzeln verpackt und in verschiedenen Größen, Dicken und Perforationstypen erhältlich.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Type	Farbe	Abmessungen in cm.	Dicke in mm.
WL/0800	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 41	0,8
WL/0810	Micro-Perfo	Hautfarbe	60 x 41	0,8
WL/1600	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 43	1,6
WL/1610	Micro-Perfo	Hautfarbe	60 x 43	1,6
WL/2000	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WL/2010	Micro-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WL/2020	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WL/2030	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WL/2500	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5
WL/2520	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5

White Label Comfort

One Side Coated

Einer Seite mit Schaumstoffschicht beschichtet



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Nachhaltig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Komfortabel

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Type	Farbe	Abmessungen in cm.	Dicke in mm.
WL/2530	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5
WL/2500/9	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	2,5
WL/2520/9	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	2,5
WL/2530/9	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	2,5
WL/3000	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3
WL/3020	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3
WL/3030	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3
WL/3000/9	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3
WL/3020/9	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3
WL/3030/9	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3
WL/4000	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	4
WL/4020	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	4
WL/4000/9	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	4
WL/4020/9	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	4

White Label Ortho



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Nachhaltig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Komfortabel

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Das White Label Ortho Thermoplastmaterial ist ein Niedrigtemperatur-Thermoplastmaterial, das aus einer Copolymerisation auf Basis von Polycaprolacton und Polyurethan entsteht. Das White Label Ortho Thermoplastmaterial härtet bereits nach wenigen Minuten aus, und Korrekturen können einfach vorgenommen werden. Jede Platte ist einzeln verpackt und in verschiedenen Größen, Dicken und Perforationstypen erhältlich.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Type	Farbe	Abmessungen in cm.	Dicke in mm.
WLOS160	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 43	1,6
WLOS161	Micro-Perfo	Hautfarbe	60 x 43	1,6
WLOS162	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 43	1,6
WLOS163	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 43	1,6
WLOS200	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WLOS201	Micro-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WLOS202	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WLOS203	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 44	2
WLOS250	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5
WLOS252	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5
WLOS253	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	2,5
WLOS320	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3,2
WLOS322	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3,2
WLOS323	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	3,2

White Label Ortho



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.



Nachhaltig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Komfortabel

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Type	Farbe	Abmessungen in cm.	Dicke in mm.
WLOS320/9	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3,2
WLOS322/9	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3,2
WLOS323/9	Multi-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	3,2
WLOS400	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	4
WLOS402	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 45	4
WLOS400/9	Non-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	4
WLOS402/9	Mini-Perfo	Hautfarbe	60 x 90	4

White Label Pré-cuts

One Side Coated



Ergonomisch

Durchdachtes Design verbindet Komfort mit effektiver Funktionalität.




Nachhaltig

Es wurde optimal auf Mensch und Umwelt geachtet.



Komfortabel

Die Qualität eines Produkts zeigt sich auch im Komfort für den Patienten.



Daumenorthese

Das White Label One Side Coated Thermoplastmaterial ist ebenfalls in verschiedenen vorkonfektionierten Modellen erhältlich.

Erhältlich in den folgenden Größen:

Artikelnummer	Type	Farbe	Dicke in mm.	Dicke in mm.
WL32S1610	Micro-Perfo	Hautfarbe	1,6	Small
WLO32M201	Micro-Perfo	Hautfarbe	2,0	Medium