

# White Label Comfort

Aan beide zijden bedekt met een foamlag



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Het White Label Comfort thermoplastisch materiaal is een laag-temperatuur thermoplastisch materiaal ontstaan uit een co-polymerisatie met als basis polycaprolactone en polyurethaan dat aan beide zijden bedekt is met een foamlag met een dikte van 0,6 mm. Deze unieke foamlag zorgt ervoor dat het materiaal niet onderling verkleeft en er een luchtlaag wordt gevormd tussen de huid van de patiënt en de thermoplast.

Het White Label Comfort thermoplastische materiaal hardt reeds na enkele minuten uit en correcties zijn gemakkelijk uit te voeren. Iedere plaat is afzonderlijk verpakt en beschikbaar in verschillende afmetingen, diktes en perforatietypen. Tevens zijn er verschillende pre-cut modellen leverbaar.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer | Type        | Kleur | Afmeting in cm. | Dikte in mm. |
|---------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| WL0800        | Non-Perfo   | huid  | 60 x 41         | 0,8          |
| WL0810        | Micro-Perfo | huid  | 60 x 41         | 0,8          |
| WL1600        | Non-Perfo   | huid  | 60 x 43         | 1,6          |
| WL1610        | Micro-Perfo | huid  | 60 x 43         | 1,6          |
| WL2000        | Non-Perfo   | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WL2010        | Micro-Perfo | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WL2020        | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WL2030        | Multi-Perfo | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WL2500        | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 2,5          |
| WL2520        | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 2,5          |

# White Label Comfort

Aan beide zijden bedekt met een foamlag



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer | Type        | Kleur | Afmeting in cm. | Dikte in mm. |
|---------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| WL2530        | Multi-Perfo | huid  | 60 x 45         | 2,5          |
| WL2500/9      | Non-Perfo   | huid  | 60 x 90         | 2,5          |
| WL2520/9      | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 90         | 2,5          |
| WL2530/9      | Multi-Perfo | huid  | 60 x 90         | 2,5          |
| WL3000        | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 3            |
| WL3020        | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 3            |
| WL3030        | Multi-Perfo | huid  | 60 x 45         | 3            |
| WL3000/9      | Non-Perfo   | huid  | 60 x 90         | 3            |
| WL3020/9      | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 90         | 3            |
| WL3030/9      | Multi-Perfo | huid  | 60 x 90         | 3            |
| WL4000        | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 4            |
| WL4020        | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 4            |
| WL4000/9      | Non-Perfo   | huid  | 60 x 90         | 4            |
| WL4020/9      | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 90         | 4            |

# White Label Comfort

## One Side Coated

Aan één zijde bedekt met een foamlag



### Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



### Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



### Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Het White Label One Side Coated thermoplastisch materiaal is een laag-temperatuur thermoplastisch materiaal ontstaan uit een co-polymerisatie met als basis polycaprolactone en polyurethaan dat aan één zijde bedekt is met een foamlag met een dikte van 0,6 mm. Deze unieke foamlag zorgt ervoor dat er een luchtlag wordt gevormd tussen de huid van de patiënt en de thermoplast.

Het White Label One Side Coated thermoplastische materiaal hardt reeds na enkele minuten uit en correcties zijn gemakkelijk uit te voeren. Iedere plaat is afzonderlijk verpakt en beschikbaar in verschillende afmetingen, diktes en perforatietypen.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer | Type        | Kleur | Afmeting in cm. | Dikte in mm. |
|---------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| WL/0800       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 41         | 0,8          |
| WL/0810       | Micro-Perfo | huid  | 60 x 41         | 0,8          |
| WL/1600       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 43         | 1,6          |
| WL/1610       | Micro-Perfo | huid  | 60 x 43         | 1,6          |
| WL/2000       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WL/2010       | Micro-Perfo | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WL/2020       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WL/2030       | Multi-Perfo | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WL/2500       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 2,5          |
| WL/2520       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 2,5          |

# White Label Comfort

## One Side Coated

*Aan één zijde bedekt met een foamlag*



### Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



### Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



### Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer | Type        | Kleur | Afmeting in cm. | Dikte in mm. |
|---------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| WL/2530       | Multi-Perfo | huid  | 60 x 45         | 2,5          |
| WL/2500/9     | Non-Perfo   | huid  | 60 x 90         | 2,5          |
| WL/2520/9     | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 90         | 2,5          |
| WL/2530/9     | Multi-Perfo | huid  | 60 x 90         | 2,5          |
| WL/3000       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 3            |
| WL/3020       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 3            |
| WL/3030       | Multi-Perfo | huid  | 60 x 45         | 3            |
| WL/3000/9     | Non-Perfo   | huid  | 60 x 90         | 3            |
| WL/3020/9     | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 90         | 3            |
| WL/3030/9     | Multi-Perfo | huid  | 60 x 90         | 3            |
| WL/4000       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 4            |
| WL/4020       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 4            |
| WL/4000/9     | Non-Perfo   | huid  | 60 x 90         | 4            |
| WL/4020/9     | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 90         | 4            |

# White Label Ortho



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



White Label Ortho thermoplastisch materiaal is een laag-temperatuur thermoplastisch materiaal ontstaan uit een co-polymerisatie met als basis polycaprolactone en polyurethaan. Het White Label Ortho thermoplastische materiaal hardt reeds na enkele minuten uit en correcties zijn gemakkelijk uit te voeren. Iedere plaat is afzonderlijk verpakt en beschikbaar in verschillende afmetingen, diktes en perforatietypen.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer | Type        | Kleur | Afmeting in cm. | Dikte in mm. |
|---------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| WLOS160       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 43         | 1,6          |
| WLOS161       | Micro-Perfo | huid  | 60 x 43         | 1,6          |
| WLOS162       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 43         | 1,6          |
| WLOS163       | Multi-Perfo | huid  | 60 x 43         | 1,6          |
| WLOS200       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WLOS201       | Micro-Perfo | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WLOS202       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WLOS203       | Multi-Perfo | huid  | 60 x 44         | 2            |
| WLOS250       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 2,5          |
| WLOS252       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 2,5          |
| WLOS253       | Multi-Perfo | huid  | 60 x 45         | 2,5          |
| WLOS320       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 3,2          |
| WLOS322       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 3,2          |
| WLOS323       | Multi-Perfo | huid  | 60 x 45         | 3,2          |

# White Label Ortho



## Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.



## Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



## Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



## Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer | Type        | Kleur | Afmeting in cm. | Dikte in mm. |
|---------------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| WLOS320/9     | Non-Perfo   | huid  | 60 x 90         | 3,2          |
| WLOS322/9     | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 90         | 3,2          |
| WLOS323/9     | Multi-Perfo | huid  | 60 x 90         | 3,2          |
| WLOS400       | Non-Perfo   | huid  | 60 x 45         | 4            |
| WLOS402       | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 45         | 4            |
| WLOS400/9     | Non-Perfo   | huid  | 60 x 90         | 4            |
| WLOS402/9     | Mini-Perfo  | huid  | 60 x 90         | 4            |

# White Label Comfort

## One Side Coated



### Ergonomisch

Doordacht ontwerp combineert comfort met doeltreffend functioneren.




### Duurzaam

Er is optimaal rekening gehouden met mens en milieu.



### Comfortabel

De kwaliteit van een product uit zich ook in het comfort voor de patiënt.



## Duimspalk

Het White Label One Side Coated thermoplastisch materiaal is ook in verschillende pre-cut modellen leverbaar.

Verkrijgbaar in de volgende maten:

| Artikelnummer | Type        | Kleur | Dikte in mm. | Maat   |
|---------------|-------------|-------|--------------|--------|
| WL32S1610     | Micro-Perfo | huid  | 1,6          | Small  |
| WLO32M201     | Micro-Perfo | huid  | 2,0          | Medium |