



GENIMEDICAL
innovative medical solutions

PART OF
ASKER
HEALTHCARE
GROUP



UNIVERSAL FIXATION SPLINTS •

innovative **medical** solutions



GENIMEDICAL
innovative medical solutions

Al meer dan 25 jaar ontwikkelt en levert GeniMedical orthopedische hulpmiddelen en oplossingen. Daarnaast voorzien we de huidige markt ook van diverse gipsproducten en benodigdheden. We leveren aan gipskamers, operatiekamers, spoedeisende hulp en de afdeling orthopedie in het ziekenhuis en binnen en buitenland.

Onze focus ligt op producten die de behandeling verbeterd en het comfort van patiënten vergroot. We werken nauw samen met zorgprofessionals om de beste oplossingen te bieden, met klantgerichtheid, professionaliteit en uitstekende service als onze kernwaarden. We investeren voortdurend in innovatie om een betrouwbare partner te zijn en langdurige relaties op te bouwen met onze klanten en leveranciers.

Het UFS-systeem is een innovatief door GeniMedical ontwikkeld, ready-to-use, disposable spalkmateriaal gemaakt van kurk en toepasbaar binnen een breed indicatiegebied.

Door de unieke eigenschappen zijn de spalken geschikt voor immobilisatie gedurende de gehele behandelduur van de patiënt. Het systeem is comfortabel, makkelijk en snel in gebruik, stofvrij en volledig röntgendoorlaatbaar.

Verkrijgbaar in meerdere applicaties en maten, ook voor kinderen.

Samen met de zorg maken we het verschil

GeniMedical Flight Forum 3780 5657 DX Eindhoven

Onderarm Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-01LS	UFS Onderarm Spalk	Left-Small
UFS-01RS	UFS Onderarm Spalk	Right-Small
UFS-01LM	UFS Onderarm Spalk	Left-Medium
UFS-01RM	UFS Onderarm Spalk	Right-Medium
UFS-01LL	UFS Onderarm Spalk	Left-Large
UFS-01RL	UFS Onderarm Spalk	Right-Large




Intrinsic Plus Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-09LS	UFS Intrinsic Plus Spalk	Left-Small
UFS-09RS	UFS Intrinsic Plus Spalk	Right-Small
UFS-09LM	UFS Intrinsic Plus Spalk	Left-Medium
UFS-09RM	UFS Intrinsic Plus Spalk	Right-Medium
UFS-09LL	UFS Intrinsic Plus Spalk	Left-Large
UFS-09RL	UFS Intrinsic Plus Spalk	Right-Large



Scaphoid Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-07L/S-M	UFS Scaphoid Spalk	Left-Small-Medium
UFS-07R/S-M	UFS Scaphoid Spalk	Right-Small-Medium
UFS-07L/M-L	UFS Scaphoid Spalk	Left-Medium-Large
UFS-07R/M-L	UFS Scaphoid Spalk	Right-Medium-Large



Hand Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-08L/S-M	UFS Handspalk	Left-Small-Medium
UFS-08R/S-M	UFS Handspalk	Right-Small-Medium
UFS-08L/M-L	UFS Handspalk	Left-Medium-Large
UFS-08R/M-L	UFS Handspalk	Right-Medium-Large



Dorsale Onderarm Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-I0LS	UFS Dorsale Onderarm Spalk	Left-Small
UFS-I0RS	UFS Dorsale Onderarm Spalk	Right-Small
UFS-I0LM	UFS Dorsale Onderarm Spalk	Left-Medium
UFS-I0RM	UFS Dorsale Onderarm Spalk	Right-Medium
UFS-I0LL	UFS Dorsale Onderarm Spalk	Left-Large
UFS-I0RL	UFS Dorsale Onderarm Spalk	Right-Large



Lichtgewicht

Doordacht ontwerp
Omdat kurk licht van gewicht is zorgt het voor een hoge mate van comfort.



Natuurlijk kurk

Milieuvriendelijk geproduceerd natuurproduct. Elastisch en licht van gewicht.



Universal Fixation Splint

Gepatenteerd, disposable spalksysteem, gemaakt van kurk.

● ELLEBOOG en BOVENARM

Elleboog Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-04/S-M	Elleboog Spalk	Small-Medium
UFS-04/M-L	Elleboog Spalk	Medium-Large



Humerus Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-06L/S-M	Humerus Spalk	Left-Small-Medium
UFS-06R/S-M	Humerus Spalk	Right-Small-Medium
UFS-06L/M-L	Humerus Spalk	Left-Medium-Large
UFS-06R/M-L	Humerus Spalk	Right-Medium-Large



● KNIE

Knie Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-02L/S-M	UFS Knie Spalk	Left-Small-Medium
UFS-02R/S-M	UFS Knie Spalk	Right-Small-Medium
UFS-02L/M-L	UFS Knie Spalk	Left-Medium-Large
UFS-02R/M-L	UFS Knie Spalk	Right-Medium-Large



Onderbeen Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-03S UFS	Onderbeen Spalk	Small
UFS-03M UFS	Onderbeen Spalk	Medium
UFS-03L UFS	Onderbeen Spalk	Large



110° Onderbeen Spalk

Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-05/S-M	110° Onderbeen Spalk	Small-Medium
UFS-05/M-L	110° Onderbeen Spalk	Medium-Large



Lichtgewicht

Doordacht ontwerp
Omdat kurk licht van
gewicht is zorgt het
voor een hoge mate
van comfort.



Natuurlijk kurk

Milieuvriendelijk
geproduceerd
natuurproduct.
Elastisch en licht van
gewicht.



Universal Fixation Splint

Gepatenteerd,
disposable spalksysteem,
gemaakt van kurk.




Kinderen

Compleet assortiment
producten, speciaal
gemaakt voor
kinderen.

Junior Elleboog Spalk



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-14S UFS	Junior Elleboog Spalk	Small (3-5 jaar)
UFS-14M UFS	Junior Elleboog Spalk	Medium (5-8 jaar)
UFS-14L UFS	Junior Elleboog Spalk	Large (8-11 jaar)



Junior Onderbeen Spalk



Artikelnummer	Artikelomschrijving	Maat
UFS-13S UFS	Junior Onderbeen Spalk	Small (3-5 jaar)
UFS-13M UFS	Junior Onderbeen Spalk	Medium (5-8 jaar)
UFS-13L UFS	Junior Onderbeen Spalk	Large (8-11 jaar)



Junior Onderarm Spalk



Rechts	Links	Artikelomschrijving	Maat
UFS-11RS	UFS-11LS	Junior Onderarm Spalk	Small (3-5 jaar)
UFS-11RM	UFS-11LM	Junior Onderarm Spalk	Medium (5-8 jaar)
UFS-11RL	UFS-11LL	Junior Onderarm Spalk	Large (8-11 jaar)





GENIMEDICAL
innovative medical solutions

PART OF
ASKER
HEALTHCARE
GROUP